

Veillez lire ces instructions avant la première utilisation.

Description

Le **Soundshuttle** est un amplificateur de boucle à induction magnétique portable avec boucle magnétique et microphone intégrés. Les signaux émis sont captés par les appareils auditifs ou accessoires réglés sur T ou MT. Remarque : il faut effectuer un chargement complet avant la première utilisation (voir ci-dessous). Le Soundshuttle est très facile à utiliser. Il est fourni avec un chargeur bloc-secteur.



Contenu de la livraison

- Un Soundshuttle
- Ce guide technique
- Un chargeur

Installation et utilisation

Aucun réglage n'est nécessaire, il suffit de placer l'appareil entre l'utilisateur et le client et de parler normalement.

Le Soundshuttle peut être positionné horizontalement (par exemple sur un bureau ou un comptoir) ou verticalement avec le microphone face à l'orateur (le microphone se situe au centre de la face arrière de l'appareil).

Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton vert sur le dessus de l'appareil. La LED s'allume en vert pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé. Quand une parole est détectée, la LED clignote en orange pour indiquer que la boucle est en train de diffuser un champ magnétique. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton rouge sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que la diode s'éteigne.

Batterie et chargement

Le Soundshuttle dispose d'une autonomie d'environ 4 heures, après avoir été chargé complètement. Pour charger la batterie, connectez simplement le produit à une prise secteur via le chargeur fourni.

UTILISEZ UNIQUEMENT LE CHARGEUR FOURNI AVEC LE PRODUIT !

Une batterie vide doit être rechargée pendant environ 16 heures afin d'être à nouveau complètement chargée. Vous pouvez utiliser le produit pendant son chargement, l'appareil peut rester connecté à une prise secteur aussi longtemps que vous le souhaitez.

Branchements optionnels

Si vous le souhaitez lors de la commande, un microphone externe ainsi qu'une boucle magnétique externe (impédance de plus de 3 ohms (50Hz à 20kHz)) peuvent être raccordés sur des prises jack 3,5mm au dos de l'appareil.

Entretien et maintenance

Le Soundshuttle ne nécessite aucun entretien particulier. Pour retirer la poussière, utilisez simplement un chiffon doux et humide. Attention n'utilisez jamais de l'alcool, un diluant ou tout autre dissolvant ! N'exposez pas l'appareil au soleil pendant un temps prolongé et placez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Sécurité

Le Soundshuttle et son chargeur sont réservés uniquement à un usage en intérieur. Ils ne contiennent pas de pièces réparables par l'utilisateur.

NE DEMONTEZ PAS LE BOITIER EXTERIEUR !

Garantie

Cet appareil est très fiable. Si des dysfonctionnements apparaissent, prenez contact avec le revendeur. La prestation de garantie englobe la réparation gratuite ainsi que le renvoi franco de port à condition que l'envoi se fasse dans l'emballage d'origine ; il faut donc conserver l'emballage. La garantie, d'une durée de deux ans à compter de la date d'achat, expire en cas de dommages dus à une manipulation incorrecte ou à des essais de réparation effectués par des personnes non autorisées (destruction du scellé de garantie).

Spécificités techniques

Dimensions	180 x 170 x 65 mm (H x L x P)
Poids	420 g
Entrées sons	Microphone intégré Prise pour microphone externe
Sensibilité du microphone	Jusqu'à 60 dB \pm 3 dB
Sorties sons	Boucle d'induction Prise pour boucle d'induction externe
Puissance de sortie	Max. 7 W
Alimentation : bloc d'alimentation secteur	Primaire 100/240 V 50-60 Hz AC/ Secondaire 15 V DC ou batterie rechargeable intégrée NiMH 12 V



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par les directives de l'UE : 73/23/EEC, 89/336/EEC. La conformité à ces directives est indiquée par le marquage CE, visible sur l'appareil.



Gestion des déchets

Etant donné que le Soundshuttle contient une batterie Nickel-Métal Hydrure (NiMH), il ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes.

Pour plus d'informations :

Surdicité – 69, chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly - Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08
contact@surdicite.fr – www.surdicite.fr