



- ↳ Pour les malentendants avec position T
- ↳ Restitue le son stéréo
- ↳ Facile à utiliser
- ↳ Mobile
- ↳ Discret

Collier magnétique Stéréo

Le collier magnétique Stéréo rend accessibles aux personnes malentendantes certaines activités proposées par les établissements recevant du public. Relié aux audioguides, bornes audio ou autres sources sonores stéréo, son utilisation permet aux personnes malentendantes appareillées avec une position T d'entendre parfaitement les bandes sons.



UTILISATION

La personne malentendante active la position T de ses appareils de correction auditive. Le collier magnétique stéréo est relié sur une sortie son de la source sonore souhaitée et porté autour du cou par la personne malentendante. Le son stéréo est parfaitement et intégralement restitué.

L'ADAPTATION DU DOMICILE

L'adaptation du logement a pour objectif de compenser l'absence ou la baisse de perception auditive par la mise en place d'aides techniques. SurdiciTé s'emploie à améliorer le confort et la sécurité du logement et à favoriser l'autonomie des personnes sourdes ou malentendantes, facilitant et améliorant ainsi le quotidien.

LE COLLIER MAGNETIQUE STÉRÉO

Le collier magnétique stéréo peut être utilisé pour écouter vos musiques préférées ou toute autre bande son depuis un lecteur mp3, un ipod, un ordinateur, une chaîne HiFi... Très mobile, discret, ne nécessitant aucune installation, le collier magnétique stéréo peut être emporté partout pour en profiter à tout moment de la journée.



Caractéristiques techniques :

- Connexion aux sources audio stéréo par prise jack 3,5 mm
- Largeur : 14 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Diamètre : 26,5 cm
- Circonférence : 84 cm
- Poids : 25 g
- Coloris : Noir
- Matériel garanti 2 ans