

Comfort Digisystem fiche technique

Receiver DE10



Récepteur doté d'un son clair comme du cristal

Receiver DE10

L'oreillette Earset est une oreillette petite et flexible qui se porte sur l'oreille et qui peut être le complément d'un appareil auditif intra auriculaire ou un amplificateur pour une personne non appareillée.

L'oreillette Receiver DE10 se porte aussi bien sur l'oreille droite que gauche.

Son design modern rappelle celui des accessoires pour téléphone portable, parfait pour les utilisateurs voulant un appareil discret et doté d'une qualité de son exceptionnelle.

Le volume s'ajoute facilement sur le côté de l'appareil.



Caractéristiques uniques

SST (Secure Stream Technology) – Transmission numérique du son

Le système SST est une technologie révolutionnaire éliminant le délai de transmission et sécurisant la conversation avec un code clé entre l'émetteur et le(s) récepteur(s). Le signal est alors complètement codé et sécurisé, les bruits de transmission sont éliminés pour offrir un son clair comme du cristal.



Comfort Audio
HEAR THE FUTURE

Informations techniques

Receiver DE10

Informations Générales

Taille: 59,6 x 50,7 x 19,6 mm

boucle inclus

Taille: 56,7 x 23,4 x 19,6 mm

boucle exclus

Poids: 15 g

Interface

Appariement: Touche d'appariement rapide

Indication: jeu de lumière, mise en veille automatique

Mode d'emploi: Clé USB

www.comfortaudio.com

Transmission radio

SST: SecureStream Technology - FSK, transmission numérique et sécurisée du son.

Fréquences: DG03001 (F1) 818-872 Mhz (Pack complet DG20001 F1)

Portée: 30 mètres

Chargement

Batterie: Li-Polymer rechargeable.

Autonomie: 6 heures

Charge: Protection contre le surchargement.

Temps de chargement: 2 heures pour 100%, 90% après 1 heure.

Fonctions spécifique

Volume: sur le côté de l'appareil

Volume maximum: Possibilité de fixer un volume maximum

Spécifications techniques


Type de récepteur: SST

Antenne: Intégrée



Fonctions




Applications



Réglage idéal du DE10 sur l'oreille



Tourner la boucle



101028